

DryMax Border

DryMax Border är ett sterilt, följsamt och superabsorberande förband med fixeringsfunktion för vätskande sår. Förbandet har en sårkontaktyta av silikon. DryMax Border absorberar och behåller vätskan inuti förbandets kärna som bygger på vår DryMax Technology. Sårexsudat absorberas vertikalt i förbandet och förvandlas till en gel, vilket minskar risken för maceration samtidigt som en fuktig sårläkningssmiljö bibehålls.

DryMax Borders mjuka och följsamma material ger en nära kontakt med huden. Den atraumatiska silikonytan bidrar med en behaglig känsla för patienten och möjliggör ett mjukt borttagande från huden när förbandet ska avlägsnas. Förbandet passar på de flesta delar av kroppen där vätskande sår kan uppstå.

DryMax Border har en skyddsliner som är enkel för vårdgivaren att ta bort innan applicering. När förbandet appliceras ska det hanteras på ett noggrant sätt och strykas ut på huden för att undvika att veck och kanaler uppstår.

DryMax Border placeras och fixeras direkt mot huden och det vätskande såret. Vid applicering kan förbandet även lyftas och omplaceras. Under användning känns förbandet torrt och behagligt, med en vattenresistent baksida som andas. Förbandet kan användas tillsammans med kompressionsbehandling.



- Allt-i-ett-förband
- Atraumatisk silikonyta
- Säker vätskehantering

Artikel	Förbandsstl i cm	REF	Ant/fp	Absorptionskapacitet*
DryMax Border	10x10	F50513/10	10	25 ml
DryMax Border	15x15	F50514/10	10	75 ml
DryMax Border	10x20	F50515/10	10	55 ml

*Enligt internationell standard EN 13726



DryMax® technology