

DryMax Floor mat 2.4

DryMax Floor mat 2.4 är en superabsorberande golvmatta för vätskor att använda i sjukvårdsmiljö. Mattan kan placeras under operationsbordet, framför eller bredvid fötterna på operationsteamet.

DryMax Floor mat 2.4 absorberar och håller kvar stora mängder vätska: upp till 3,5 liter saltlösning eller 9 liter kranvatten. Mattans kärna är konstruerad med DryMax superabsorbent teknologi. Under absorption sväller mattan och dess innehåll förvandlas till gel.

Mattan är dubbelsidig och kan placeras på redan blöta golv. Vätskan som absorberas stannar kvar utan att droppa. Vid behov kan ytterligare mattor läggas till för att ge extra absorptionsförmåga.

Minimera risken att halka och snubbla och skapa en säkrare arbetsmiljö med DryMax Floor mat 2.4. Mattan håller kvar vätskorna utan att droppa och bidrar till att minska risken för spridning av kontaminerade vätskor.

Rengöringstiderna och kostnaderna minskas eftersom vätskorna absorberas och hålls kvar av mattan vilket gör den enkel att hantera och kassera.




ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Operationssal
- Akutmottagning
- Undersökningsrum
- Gynekologi
- Urologi
- Ambulans
- Transportpåse för avlidna

PRODUKTFÖRDELAR

- Säkrare arbetsmiljö
- Användarvänlig
- Förenklar städrutiner
- Hög absorption
- Inget droppande



DryMax® technology



DUBBELSIDIG



AVFALLSHANTERING
Behandla som kliniskt avfall; vid förbränning bildas koldioxid och vatten

EJ
MEDICINSKTEKNISK
PRODUKT

EJ
STERIL

Artikel	Produktstorlek (cm)	REF	Ant/fp	Förpackning	Absorptionsskapacitet (l)	
					Vatten (l)	NaCl 0.9% (l)
DryMax Floor mat 2.4	72 x 37	F20241	100	25 st i en plastpåse x 4 = 100 st/låda	9	3.5
DryMax Floor mat 2.4 bulk	72 x 37	F20241-B	100	100 st	9	3.5

Absorberar vattenbaserade vätskor såsom saltlösning, urin, fostervatten och blod. När det gäller vätskor som innehåller kroppsvätskor och proteiner minskar absorptionsförmågan jämfört med de angivna värdena för saltlösning.